

MENICARE PURE

MULTIPURPOSE SOLUTION

Instructions for use for *MeniCare Pure*

Multipurpose Solution for all rigid gas permeable contact lenses
This Instructions For Use contains important information.
Please read carefully and retain for future use.

INDICATIONS

DISINFECTING: BCELCEACER3QMIHLES

- CLEANING
- RINSING
- STORAGE

TO OPEN

The dropper tip is sealed. To open, screw the cap clockwise as far as it will go. The spike inside the cap will pierce the seal.

DIRECTIONS

wash your hands thoroughly before handling your contact lenses:

- ✦ Rub the lens carefully with several drops of *MeniCare Pure* for 20 seconds.
- ✦ Rinse the lenses in the right and left lens holder and rinse them with *MeniCare Pure*.

Soak the lenses with *MeniCare Pure* and soak the lenses for at least 30 minutes

- ✦ Before insertion, rinse the lenses with *MeniCare Pure*.
- ✦ Keep the lens case clean and dry after use.

WARNINGS

- Never use tap water or non-sterile water with contact lenses as microbial contamination can occur, which may lead to permanent eye damage.
- Consult your doctor or eye care professional before using any eye medication with contact lenses.

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use in case you are allergic to one of the ingredients.

PACKAGING

MeniCare Pure is available in 250mL and 70mL bottles, including a disposable lens

PRECAUTIONS

- Once opened, use *MeniCare Pure* within 3 months and make sure that the bottle is tightly closed after each use.
- ✦ Do not touch the bottle top with your hands.
- Do not swallow.
- Keep out of reach of children.
- Do not use after expiry date.
- Do not use if the firm around the cap is broken before first use.
- Do not use with soft contact lenses.
- Keep the lens case clean and dry after use.
- Store at room temperature. (25°C) \pm 2°C
- Store out of sunlight.
- Replace the lens case with every new bottle of *MeniCare Pure*.
- Consult your eye care professional before changing solutions to a different solution.

Don't use as a disinfectant

ADVERSE REACTIONS

If you experience persistent discomfort or irritation, remove your lenses, stop using the product and consult with your eye care professional.

representative and the competent authority.

CONTENTS

e C-Polyllysine 0,01% as preservative, Edetate disodium 0,05% as chelating agent, HCO-60 0,1% as surfactant.

© 2022, Menicon Co., Ltd.

MENICARE PURE

MULTIFUNKTIONS LÖSUNG

Gebrauchsanweisung für *MeniCare Pure*

Multifunktionslösung für alle formstabilen Kontaktlinsen.
Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen.
Bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

INDIKATIONEN

- ✦ DESINFIZIEREN: innerhalb von 30 Minuten
- REINIGEN
- ABSPÜLEN
- ✦ AUFBEWAHRUNG

ÖFFNEN

drehen. Die Spitze im Verschluss durchsticht das Siegel.

ANLEITUNG

Vor Kontakt mit den Kontaktlinsen die Hände gründlich waschen:

- ✦ Die Kontaktlinsen vorsichtig mit einigen Tropfen *MeniCare Pure* für 20 Sekunden

- Die Kontaktlinsen in den rechten und linken Linsenhalter einsetzen und mit *MeniCare Pure* abspülen.
 - Den Linsenbehälter mit *MeniCare Pure* füllen und die Linsen für mindestens 30 Minuten oder über Nacht einweichen lassen.
 - ✦ Vor dem Absetzen die Linsen mit *MeniCare Pure* abspülen.
 - Den Linsenbehälter nach dem Benutzen trocken und sauber halten.
- Die Linsen können in dem ungeöffneten Behälter bis zu 30 Tage aufbewahrt

WARNHINWEISE

steriles Wasser, da eine mikrobielle Kontamination entstehen konnte, die

- 0 Vor der Einnahme oder Anwendung von Arzneimitteln für die Augen müssen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Augenoptiker Rücksprache halten.

KONTRAINDIKATIONEN

- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

MeniCare Pure ist erhältlich in 250 ml und 70 ml Flaschen inklusive eines Kontaktlinsenbehälters.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie das Produkt nach den Anweisungen des Herstellers.
✦ Die Flaschenspitze nicht mit den Händen berühren.

- ✦ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ✦ Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Folie um den Verschluss vor dem ersten Gebrauch bereits beschädigt ist.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen verwenden.
- Den Linsenbehälter nach dem Benutzen trocken und sauber halten
- Bei Raumtemperatur lagern. (25°C) \pm 2°C
- ✦ Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche *MeniCare Pure* austauschen.
- 0 Sachet S Ihren Augenoptiker auf, bevor Sie die Lösung durch eine andere

- 0 Nicht zur Beleuchtung oder als Benutzungsöl verwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Bei Irritationen oder Unbehagen Kontaktlinsen vom Auge nehmen, die Anwendung dieses Produkts aussetzen und mit dem Augenarzt oder Augenoptiker Rücksprache halten.

Sie dies dem Bevollmächtigten und der zuständigen Behörde.

ZUSAMMENSETZUNG

- E-Polylysin 0,01% als Konservierungsmittel, Dinatrium Edetat 0,05% als Chelatbildner und HCO-60 0,1% als Tensid.

© 2022, Menicon Co., Ltd.

MENICARE PURE

ALLES IN ÉÉN VLOEISTOF

Gebruiksaanwijzing voor *MeniCare Pure*

Alles in één vloeistof voor alle vormvaste contactlenzen
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie.
Lees deze goed door en bewaar de instructie zodat u deze later nog terug kunt lezen.

INDICATIES

- e ONTSMETTEN: doeltreffend na 30 minuten
- REINIGEN
- SPOELLEN
- BEWAAREN

OPENEN

niet meer verder kan. De punt in de dop prikt dan een gaatje in de verzegeling. De dop is verzegeld. Om deze te openen, draait u de dop met de klok mee tot hij

AANWIJZINGEN

Was uw handen grondig voordat u de contactlenzen gaat gebruiken.

- Wrijf de lens 20 seconden lang in met enkele druppels *MeniCare Pure*.
- Leg de lenzen in de linker en rechter lenz houder en spoel ze af met *MeniCare Pure*.
- Vul de lenzhouders met *MeniCare Pure* en laat de lenzen er ten minste 30 minuten of tot de volgende ochtend in liggen.
- Spoel de lenzen af met *MeniCare Pure* voordat u ze opdoet.
- Bewaar de lenz houder schoon en droog na gebruik.

De lenzen mogen maximaal 30 dagen in een afgesloten lenz houder worden bewaard voordat u ze gaat dragen. Wanneer u uw lenzen langere tijd in een lenz houder bewaart, moeten ze elke 30 dagen worden gereinigd en gedesinfecteerd met de *MeniCare Pure*-lenzenvloeistof.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik nooit kraanwater of niet-steriel water voor contactlenzen, want dan kan er microbiële besmetting optreden. Dit kan tot permanente schade aan het oog leiden.
- Als u lenzen draagt, vraag uw arts of contactlensspecialist om advies voordat u oogmedicijnen gaat gebruiken.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik de vloeistof niet indien u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

VERPAKKING

MeniCare Pure is verkrijgbaar in flesjes van 250 ml en 70 ml, inclusief een lenz houder.

VOOR8.ORG SMAATREGELEN

- 4 Gebruik *MeniCare Pure* na opening binnen 3 maanden en sluit de fles na gebruik altijd goed af.
- Raak de flesopening niet aan met uw handen.
- Niet inslikken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.
- Niet gebruiken indien de verzegeling rondom de dop al verbroken is voor het eerste gebruik.
- Niet gebruiken voor zachte contactlenzen
- Bij kamertemperatuur bewaren. (25°C) \pm 2°C
- Bij kamertemperatuur bewaren. (25°C) \pm 2°C
- Niet in het zonlicht bewaren.
- Vervang de lenz houder wanneer u een nieuwe fles *MeniCare Pure* aantrekt.
- Vraag uw contactlensspecialist om advies voordat u overstapt op een andere lenzenvloeistof.
- e Niet gebruiken als bevochtigingsmiddel

BIJWERKINGEN

In geval van aanhoudende irritatie of ongemak moet u uw lenzen verwijderen, het gebruik van het product staken en uw contactlensspecialist om advies vragen. Als er ernstige incidenten op de verzorgingsproducten optreden, meld die dan aan de gemachtigde en de bevoegde autoriteit.

INHOUD

- 0,01% E-Polyllysine als conserveringsmiddel, 0,05% EDTA als chelaatvormers, 0,1% HCO-60 als oppervlakte-actieve stof.

© 2022, Menicon Co., Ltd.

N enicon

ME NI CARE PURE

MULTIPURPOSE SOLUTION

For all rigid gas permeable contact lenses

MULTIFUNKTIONS LÖSUNG
Für alle formstabilen Kontaktlinsen

ALLES IN ÉÉN VLOEISTOF
VOOR alle vormvaste contactlenzen

SOLUTION MULTIFONCTION S
Pour toutes les lentilles rigides perméables

SOLUCIÓN ÚNICA
Para todo tipo de lentes de contacto rígidas y semirígidas

SOLUÇÃO MULTIUSO
Para todas as lentes de contacto rígidas gás-permeáveis

SOLUZIONE UNIVERSALE
Per lenti a contatto rigide gas permeabili

Menicon Co., Ltd.
3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya,
460-0006 Japan

Menicon Pharma SAS
Boulevard Sébastien Brant, Parc d'Innovation,
67400 Illkirch-Graffenstaden, France

STEFANO

CE 0483

2301/05-4
2022-01 IQ

